



TANAPHAR®



SUPPLIER PORTFOLIO

Người gửi: Công ty cổ phần Tanaphar

Người nhận: Thương vụ Việt Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- **Địa chỉ:** Công ty Cổ phần Tanaphar
Cụm CN Thanh Oai, xã Bình Minh,
Hanoi, Vietnam.
- **Người phụ trách:** Đào Thị Thùy Anh
- **Điện thoại:** 0968174279
- **Email:** anhdao@tanaphar.com
- **Website:** Tanaphar.com

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Thương vụ

Trước hết, Công ty Cổ phần Tanaphar xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, thành công đến Quý Thương vụ.

Với gần 20 năm hình thành và phát triển, Tanaphar tự hào là một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thiết bị y tế tiêu hao, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vệ sinh cá nhân tại Việt Nam. Chúng tôi sở hữu hệ thống nhà máy đạt chuẩn ISO, GMP, đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm cùng mạng lưới phân phối rộng khắp trên toàn quốc.

Sản phẩm của Tanaphar đã có mặt tại nhiều quốc gia, chuỗi bán lẻ, nhà thuốc, bệnh viện lớn và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng ổn định, giá thành cạnh tranh và nguồn cung dồi dào. Chúng tôi cam kết luôn duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của thị trường bán lẻ hiện đại.

Chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa Tanaphar và Quý Thương vụ sẽ mở ra cơ hội mang những sản phẩm tiện ích, an toàn và chất lượng đến gần hơn với hàng triệu khách hàng.

Trân trọng,

Đào Thị Thùy Anh

Giám đốc Chuỗi cung ứng & XNK



Info@tanaphar.com




0968174279



Cụm CN Thanh Oai, xã Bình Minh, Hanoi, Vietnam.

COMPANY OVERVIEW





TANAPHAR®

GIỚI THIỆU

Tên: Công ty Cổ phần Tanaphar

Năm thành lập: 2006

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và phân phối thiết bị y tế tiêu hao, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0101988259
Đăng ký lần đầu: ngày 13 tháng 09 năm 2007
Đăng ký thay đổi lần thứ: 15, ngày 10 tháng 09 năm 2018

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TANAPHAR JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TANAPHAR, JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính
Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 02422424733 Fax:
Email: Website:

3. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ: 78.888.000.000 đồng
Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ tám trăm tám mươi tám triệu đồng
Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng
Tổng số cổ phần: 788.880

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty
* Họ và tên: ĐÀO ĐÌNH KHOA Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng giám đốc
Sinh ngày: 10/10/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
Số giấy chứng thực cá nhân: 034061001073
Ngày cấp: 19/08/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 29, lô H2 khu ĐTM Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 29, lô H2 khu ĐTM Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Tư Danh Trung

SỞ Y TẾ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 180000005/PCBMB-HN Thành phố Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

PHIẾU TIẾP NHẬN
Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

1. Tên cơ sở mua bán: CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
2. Địa chỉ: Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 77.17/CV-TANA Ngày: 22/11/2017
4. Thành phần hồ sơ:

1	Bản xác nhận thời gian công tác	x
2	Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật trang thiết bị y tế hoặc quản lý trang thiết bị y tế của cán bộ kỹ thuật	x
3	Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế	x
4	Bản kê khai nhân sự	x
5	Hồ sơ về kho tàng bảo quản trang thiết bị y tế	x
6	Hồ sơ về phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế	x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ



Nguyễn Đức Tuấn
Chánh Văn phòng

SỐ ĐKKD: 0101988259

HỒ SƠ
DOANH NGHIỆP

NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI

I. Năng lực sản xuất

Thành lập năm 2007, Tanaphar là nhà sản xuất thiết bị y tế và sản phẩm chăm sóc sức khỏe hàng đầu Việt Nam, được tin dùng bởi hàng nghìn nhà thuốc, bệnh viện và chuỗi bán. Tanaphar sở hữu nhà máy với tổng diện tích 15.000 m² với 03 phân xưởng độc lập, được trang bị hệ thống dây chuyền hiện đại từ Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc, đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 và GMP.



- **Quy mô nhân sự:** > 200 công nhân
- **Công suất mạnh mẽ:** Sản xuất 25.000.000 sản phẩm/ tháng, có khả năng mở rộng sản lượng ngay khi thị trường tăng nhu cầu.
- **Dây chuyền đóng gói tự động:** ứng dụng máy đóng gói tốc độ cao của Nhật Bản cùng hệ thống kiểm soát chất lượng toàn tuyến, đảm bảo vệ sinh, năng suất cao, giảm thiểu can thiệp thủ công; tiết trùng khí EO và vô khuẩn cho sản phẩm yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

II. Năng lực tài chính

- **Doanh thu ổn định:** Trung bình 140 – 190 tỷ đồng/năm trong 3 năm gần nhất, tăng trưởng bình quân 10%/năm.
- **Tài chính minh bạch:** Báo cáo tài chính kiểm toán đầy đủ, sẵn sàng cung cấp cho đối tác để xác nhận năng lực và uy tín thanh toán.
- **Nguồn lực vốn mạnh:** Vốn điều lệ 78 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 100 tỷ đồng, đảm bảo khả năng đầu tư mở rộng sản xuất và dự trữ hàng hóa lớn.
- **Hiệu quả kinh doanh cao:** Lợi nhuận sau thuế 5 tỷ đồng/năm, duy trì tăng trưởng đều; biên lợi nhuận gộp 28–32%, phản ánh hiệu quả sản xuất – kinh doanh vượt trội.

Toàn hệ thống nhà máy đáp ứng thống nhất tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO13485, ISO 9001

III. Hệ thống quản lý chất lượng



- Đối với từng sản phẩm, công ty có đầy đủ các giấy tờ liên quan gồm:
 - Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 - Giấy chứng nhận kiểm nghiệm sản phẩm, Giấy chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy
 - Giấy đăng ký lưu hành
 - Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe
 - Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
 - CO và CQ đối với sản phẩm nhập khẩu

Chúng tôi cam kết đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn Nhà cung cấp do Đối tác đưa ra.

IV. Đối tác tiêu biểu

- Viện huyết học truyền máu TW
- Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội
- Bệnh viện Nhi TW
- Bệnh viện Việt Đức
- Bệnh viện chợ Rẫy
- Bệnh viện nhân dân 115
- Bệnh viện TW Quân đội 108
- Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu

- Tỷ lệ giao hàng đúng hạn: 98% đơn hàng giao đúng hạn trong 3 năm liên tiếp.
- Tỷ lệ tăng trưởng khách hàng: Tăng 12% số lượng khách hàng mới mỗi năm.
- Giá trị hợp đồng lớn nhất đã thực hiện: Cung cấp 6 tỷ đồng/năm cho Bệnh viện Nhi Trung Ương.

DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
1		Viên ngậm ho LA HÁN QUẢ TANA	Hỗ trợ bổ phế, giảm đờm, ảm họng; dịu ho do cảm lạnh, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do thay đổi thời tiết, ho lâu ngày; giảm ngứa, rát cổ họng, khản tiếng do ho lâu ngày. Thành phần 01 viên: ❖ Cao La hán quả: 200mg. ❖ Cao Kha tử : 150mg. ❖ Cao lá Thường xuân: 100mg ❖ Tinh dầu Bạc hà: 12mg. ❖ Tinh dầu Tần - Húng chanh: 9mg. ❖ Tinh dầu Khuynh diệp: 7mg. Chiết xuất tự nhiên, phù hợp người lớn và trẻ em.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận nhà máy đạt GMP ❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Giấy tiếp nhận đăng ký công bố SP
2		Viên ngậm ho LA HÁN QUẢ TANA - KHÔNG ĐƯỜNG	Hỗ trợ bổ phế, giảm đờm, ảm họng; dịu ho do cảm lạnh, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do thay đổi thời tiết, ho lâu ngày; giảm ngứa, rát cổ họng, khản tiếng do ho lâu ngày. Thành phần 01 viên: ❖ Cao La hán quả: 200mg. ❖ Cao Kha tử : 150mg. ❖ Cao lá Thường xuân: 100mg ❖ Tinh dầu Bạc hà: 12mg. ❖ Tinh dầu Tần - Húng chanh: 9mg. ❖ Tinh dầu Khuynh diệp: 7mg.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận nhà máy đạt GMP ❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Giấy tiếp nhận đăng ký công bố SP


STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
			Sản phẩm phù hợp cho người ăn kiêng, tiểu đường.		
1		Viên ngậm ho EUCATANA	Hỗ trợ bổ phế, làm dịu cổ họng, giảm đờm, ảm họng; giảm các triệu chứng ho do cảm lạnh, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho lâu ngày, ho do thay đổi thời tiết; hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng, khó chịu vùng cổ họng. Thành phần 01 viên: ❖ Tinh dầu Bạc hà: 9mg ❖ Tinh dầu Quế: 1mg ❖ Tinh dầu Khuynh diệp: 0.7mg ❖ Tinh dầu Gừng: 0.7mg. ❖ Tinh dầu Tần: 0.5mg. Chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn, dễ sử dụng, phù hợp cho cả người lớn và trẻ em.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận nhà máy đạt GMP ❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Giấy tiếp nhận đăng ký công bố SP
2		Viên ngậm ho STREPTANA	Hỗ trợ bổ phế, làm dịu cổ họng, giảm đờm, ảm họng; giảm các triệu chứng ho do cảm lạnh, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho lâu ngày, ho do thay đổi thời tiết; hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng, khó chịu vùng cổ họng. Thành phần cho 01 viên: ❖ Tinh dầu Bạc hà: 7mg ❖ Tinh dầu Quế: 1mg ❖ Tinh dầu Khuynh diệp: 0.6mg ❖ Tinh dầu Gừng: 0.6mg. Chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn, dễ sử dụng, phù hợp cho cả người lớn và trẻ em.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận nhà máy đạt GMP ❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Giấy tiếp nhận đăng ký công bố SP


STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
3		Băng dính cá nhân y tế UGOTANA	Băng các vết thương nhỏ, vết trầy, xước, rách da, vết kim đâm... Thành phần cấu tạo: ❖ Băng: Vải Viscose và Polyamide co giãn. ❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới Polyethylene không gây dính. ❖ Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi, Acrylic.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
4		Băng dính cá nhân y tế UGOTANA	Băng các vết thương nhỏ, vết trầy, xước, rách da, vết kim đâm... Thành phần cấu tạo: ❖ Băng: Vải Viscose và Polyamide co giãn. ❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới Polyethylene không gây dính. ❖ Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi, Acrylic.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
5		Băng dính cá nhân trong suốt UGOTANA	Băng các vết thương nhỏ, vết trầy, xước, rách da, vết kim đâm... Thành phần cấu tạo: ❖ Băng: Polyethylene. ❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới Polyethylene không gây dính. ❖ Keo: Acrylic.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
6		Băng dính cá nhân vải không dệt UGOTANA	Băng các vết thương nhỏ, vết trầy, xước, rách da, vết kim đâm... Thành phần: ❖ Băng: Vải không dệt. ❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới Polyethylene không gây dính. ❖ Keo: Acrylic.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
7		Băng dính cá nhân y tế - trẻ em UGOTANA	Băng các vết thương nhỏ, vết trầy, xước, rách da, vết kim đâm... Thành phần: ❖ Băng: Polyethylene. ❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới Polyethylene không gây dính. ❖ Keo: Acrylic.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
8		Băng dính cuộn vải lụa y tế SUREMED	Băng thông thoáng, dễ xé, dùng băng các vết thương trong phẫu thuật, để cố định catheter, kim truyền..., dụng cụ y khoa. ❖ Phần nền: Vải lụa. ❖ Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. ❖ Keo có độ dính cao và lâu dài trong tất cả các trường hợp. ❖ Ít gây dị ứng, thích hợp cho da nhạy cảm.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
9		Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA	Băng có độ thoáng khí tốt, dễ xé, thuận tiện khi sử dụng trong phẫu thuật để băng vết thương, cố định catheter, kim truyền... và nhiều dụng cụ y khoa khác. Thành phần: ❖ Phần nền: Vải lụa. ❖ Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. ❖ Keo có độ dính cao và lâu dài trong tất cả các trường hợp. Sản phẩm ít gây dị ứng, an toàn, thích hợp cả với làn da nhạy cảm.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
10		BĂNG GẠC VỎ TRÙNG UGOTANA	Băng dùng để che phủ và bảo vệ vết thương sau phẫu thuật, vết trầy xước, rách da, bỏng nhẹ và vùng da cấy ghép. Ngoài ra, có thể sử dụng như băng thứ cấp kết hợp với các loại băng khác để tăng hiệu quả chăm sóc vết thương. Thành phần: ❖ Băng: Vải không dệt, mềm mại, thoáng khí, co giãn tốt. ❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới Polyethylene không gây dính. ❖ Keo: Acrylic, ít gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi bóc băng. Sản phẩm được đóng gói vô khuẩn riêng biệt từng miếng và tiệt trùng, đảm bảo an toàn khi sử dụng.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
11		Băng gạc vô trùng không thấm nước UGOTANA	Băng dùng để che phủ và bảo vệ các vết thương sau phẫu thuật, vết trầy xước, rách da, bỏng nhẹ và vùng da cấy ghép. Có thể sử dụng như băng thứ cấp cho các loại băng khác. Thành phần: ❖ Băng: Màng Polyurethane (PU), mỏng, trong suốt, không thấm nước. ❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới Polyethylene không gây dính. ❖ Keo: Acrylic, ít gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi bóc băng. Sản phẩm trong suốt, dễ quan sát mức độ thấm hút dịch; được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt, đảm bảo vô khuẩn.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
12		Băng vô trùng không thấm nước UGOTANA	Băng dùng để bảo vệ các vết thương sạch, nông, khô và vùng da mỏng thường xuyên chịu ma sát. Sản phẩm còn giúp cố định băng gạc, kim lườn, ống thông, catheter tĩnh mạch trung ương và ngoại biên, đồng thời tạo lớp hàng rào bảo vệ vết thương khỏi tác nhân bên ngoài và sự xâm nhập của vi khuẩn. Thành phần: ❖ Băng: Màng Polyurethane (PU), mỏng, trong suốt, không thấm nước. ❖ Keo: Acrylic, ít gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi bóc băng. Sản phẩm trong suốt, giúp dễ dàng quan sát vùng băng; được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt, đảm bảo vô khuẩn.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
13		Băng gạc rốn vô trùng không thấm nước UGOTANA	Băng rốn trẻ sơ sinh giúp che chắn, giữ rốn sạch và khô, tránh bụi bẩn, vi khuẩn xâm nhập cũng như hạn chế cọ xát với tã, quần áo. Nhờ đó, rốn nhanh khô, rụng tự nhiên và giảm nguy cơ nhiễm trùng nguy hiểm. Thành phần: ❖ Băng: Màng Polyurethane (PU) mỏng, trong suốt, không thấm nước. ❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới Polyethylene không gây dính. ❖ Keo: Acrylic ít gây kích ứng da, không chứa latex, không để lại keo khi bóc. Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn và an toàn khi sử dụng.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
14		Băng gạc sinh mổ vô trùng UGOTANA	Băng vết mổ sau sinh giúp che chắn, bảo vệ vùng mổ khỏi bụi bẩn, vi khuẩn và hạn chế va chạm gây đau rát. Đồng thời, băng hỗ trợ vết thương khô nhanh, liền sẹo tốt và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Thành phần: ❖ Băng: Vải không dệt, mềm mại, thoáng khí, co giãn tốt. ❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới Polyethylene không gây dính. ❖ Keo: Acrylic, ít gây kích ứng da, không chứa latex, không sót keo khi bóc băng Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt từng miếng, đảm bảo vô khuẩn và an toàn khi sử dụng.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
15		Băng gạc sinh mổ vô trùng không thấm nước UGOTANA 10cm x 20cm	Giúp che chắn, bảo vệ vùng mổ khỏi bụi bẩn, vi khuẩn và hạn chế va chạm gây đau rát. Đồng thời, hỗ trợ vết thương khô nhanh và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Thành phần: ❖ Băng: Màng Polyurethane (PU), trong suốt, không thấm nước. ❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới Polyethylene không gây dính. ❖ Keo: Acrylic, ít gây kích ứng da Sản phẩm trong suốt, dễ dàng quan sát vùng băng; được tiệt trùng và đóng gói đảm bảo vô khuẩn.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
16		Bông vệ sinh tai mũi Em bé SOFTTANA	Giúp làm sạch nhẹ nhàng vùng tai, mũi cho bé; thấm hút dịch nhầy, bụi bẩn hiệu quả mà không gây trầy xước hay kích ứng. Thành phần: ❖ Đầu bông: 100% sợi bông tự nhiên ❖ Thân tăm: nhựa y tế dẻo, có độ đàn hồi tốt, an toàn cho sức khỏe người sử dụng Sản phẩm an toàn khi dùng cho trẻ nhỏ.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP
17		Bông vệ sinh tai mũi Người lớn SOFTTANA	Làm sạch chất bẩn, dịch nhầy, gỉ mũi và ráy tai trong, quanh tai mũi, giúp vệ sinh cá nhân và ngăn ngừa vấn đề tai mũi. Ngoài ra còn dùng để vệ sinh chi tiết nhỏ, trang điểm hoặc bôi thuốc. Thành phần: ❖ Đầu bông: 100% sợi bông tự nhiên ❖ Thân tăm: nhựa y tế dẻo, có độ đàn hồi tốt, an toàn cho sức khỏe người sử dụng	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
18		Gạc phẫu thuật tiệt trùng TANAPHAR (8 lớp/12 lớp)	Dùng cầm máu, đắp vết thương, vết mổ rất an toàn và tiện lợi. Thành phần: ❖ Gạc hút 100% cotton, pH trung tính, không có tinh bột hoặc Dextrin ❖ các chất tan trong nước: không quá 0,5%.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
19		Bông tẩm cồn TANAPHAR	Làm sạch và khử trùng da trước khi tiêm. Thành phần: ❖ Isopropyl Alcohol 70% ❖ Bông thấm nước.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
20		Chỉ nha khoa DENTANA	Giúp loại trừ các mảng bám, thức ăn dư thừa trong khe răng nơi mà bàn chải đánh răng thông thường không len tới được. Thành phần: ❖ Sợi PTFE ❖ Hương liệu. Dùng chỉ nha khoa mỗi ngày, giúp răng miệng sạch sẽ, răng chắc khỏe và miệng không hôi.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
21		Chỉ nha khoa ORALTANA	Giúp loại trừ các mảng bám, thức ăn dư thừa trong khe răng nơi mà bàn chải đánh răng thông thường không len tới được. Thành phần: ❖ Sợi PTFE ❖ Hương liệu. Dùng chỉ nha khoa mỗi ngày, giúp răng miệng sạch sẽ, răng chắc khỏe và miệng không hôi.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
22		Tăm chỉ nha khoa ORALTANA	Là sự kết hợp hoàn hảo giữa chỉ tơ nha khoa và tăm xỉa răng, được thiết kế đặc biệt giúp loại trừ các mảng bám, thức ăn dư thừa trong khe răng nơi mà bàn chải đánh răng thông thường không thể len tới được. Thành phần: ❖ Sợi chỉ: Chỉ tơ nylon ❖ Thân chỉ: nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. Dùng tăm chỉ nha khoa mỗi ngày, giúp răng miệng sạch sẽ, răng chắc khỏe và miệng không hôi.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
23		Tăm chỉ nha khoa ORALTANA 5 sao- Hương Nho/ Bạc Hà/ Đào	Là sự kết hợp hoàn hảo giữa chỉ tơ nha khoa và tăm xỉa răng, được thiết kế đặc biệt giúp loại trừ các mảng bám, thức ăn dư thừa trong khe răng nơi mà bàn chải đánh răng thông thường không thể len tới được. Thành phần: ❖ Sợi chỉ: Chỉ tơ nylon ❖ Thân chỉ: nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. ❖ Hương liệu: vị Nho, Bạc Hà, Đào Dùng tăm chỉ nha khoa mỗi ngày, giúp răng miệng sạch sẽ, răng chắc khỏe và miệng không hôi.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
24		Que thử xét nghiệm định tính HCG QUICKTANA 5mm	Giúp phát hiện thai sớm sau giao hợp từ 7 đến 10 ngày thông qua việc phát hiện sự có mặt của hoóc môn nội tiết tố thai nghén (viết tắt là HCG) có trong nước tiểu.	30 tháng	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
25		Que thử xét nghiệm định tính HCG AMESTICK	Giúp phát hiện thai sớm sau giao hợp từ 7 đến 10 ngày thông qua việc phát hiện sự có mặt của hoóc môn nội tiết tố thai nghén (viết tắt là HCG) có trong nước tiểu.	30 tháng	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
26		Que thử xét nghiệm định tính HCG QUICKSEVEN	Giúp phát hiện thai sớm sau giao hợp từ 7 đến 10 ngày thông qua việc phát hiện sự có mặt của hoóc môn nội tiết tố thai nghén (viết tắt là HCG) có trong nước tiểu.	30 tháng	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
27		Bút thử xét nghiệm định tính HCG QUICKTANA	Que thử xét nghiệm định tính LH giúp xác định ngày rụng trứng thông qua việc phát hiện sự tăng nồng độ hormone lutein hoá (luteinizing hormone- viết tắt là LH) trong nước tiểu. Khi LH trong nước tiểu đạt đến nồng độ đỉnh (cao nhất) thì trứng sẽ rụng sau 24 tiếng và trước 48 tiếng..	30 tháng	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
28		Que thử xét nghiệm định tính LH LH- TANA	Que thử xét nghiệm định tính LH giúp xác định ngày rụng trứng thông qua việc phát hiện sự tăng nồng độ hormone lutein hoá (luteinizing hormone- viết tắt là LH) trong nước tiểu. Khi LH trong nước tiểu đạt đến nồng độ đỉnh (cao nhất) thì trứng sẽ rụng sau 24 tiếng và trước 48 tiếng.	30 tháng	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
29		Que thử xét nghiệm định tính LH OVUTANA 5mm	Que thử xét nghiệm định tính LH giúp xác định ngày rụng trứng thông qua việc phát hiện sự tăng nồng độ hormone lutein hoá (luteinizing hormone- viết tắt là LH) trong nước tiểu. Khi LH trong nước tiểu đạt đến nồng độ đỉnh (cao nhất) thì trứng sẽ rụng sau 24 tiếng và trước 48 tiếng.	30 tháng	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
30		Dụng cụ hút mũi HANOMED	Khoang mũi của bé dễ bị nghẹt do có đờm dãi, sữa, thức ăn (do sặc)... Trong trường hợp đó, bé sẽ khó thở và quấy khóc liên tục có khi dẫn đến nguy hiểm. Dụng cụ hút mũi sẽ giúp bé nhanh chóng làm sạch thông thoáng khoang mũi và đường thở không làm bé đau	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
31		Dụng cụ hút mũi SAKOMI	Khoang mũi của bé dễ bị nghẹt do có đờm dãi, sữa, thức ăn (do sặc)... Trong trường hợp đó, bé sẽ khó thở và quấy khóc liên tục có khi dẫn đến nguy hiểm. Dụng cụ hút mũi sẽ giúp bé nhanh chóng làm sạch thông thoáng khoang mũi và đường thở không làm bé đau	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
32		Dụng cụ hút mũi đầu mềm Silicone SOFTTANA	Khoang mũi của bé dễ bị nghẹt do có đờm dãi, sữa, thức ăn (do sặc)... Trong trường hợp đó, bé sẽ khó thở và quấy khóc liên tục có khi dẫn đến nguy hiểm. Dụng cụ hút mũi sẽ giúp bé nhanh chóng làm sạch thông thoáng khoang mũi và đường thở không làm bé đau	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
33		Dụng cụ hút mũi đầu mềm Silicone TANAKO	Khoang mũi của bé dễ bị nghẹt do có đờm dãi, sữa, thức ăn (do sặc)... Trong trường hợp đó, bé sẽ khó thở và quấy khóc liên tục có khi dẫn đến nguy hiểm. Dụng cụ hút mũi sẽ giúp bé nhanh chóng làm sạch thông thoáng khoang mũi và đường thở không làm bé đau	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
34		Dụng cụ hút mũi đầu mềm Silicone TANAKO Plus	Khoang mũi của bé dễ bị nghẹt do có đờm dãi, sữa, thức ăn (do sặc)... Trong trường hợp đó, bé sẽ khó thở và quấy khóc liên tục có khi dẫn đến nguy hiểm. Dụng cụ hút mũi sẽ giúp bé nhanh chóng làm sạch thông thoáng khoang mũi và đường thở không làm bé đau	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
35		Núm Silicone vệ sinh mũi em bé TANA	Núm vệ sinh mũi giúp phòng ngừa và hạn chế các bệnh về tai, mũi, họng. Sản phẩm được làm từ nhựa nguyên sinh mềm, dẻo, ôm khít lỗ mũi, mang lại cảm giác dễ chịu và không gây tổn thương niêm mạc. Nhờ khả năng giảm áp lực nước từ xilanh, núm vệ sinh mũi giúp làm sạch, thông thoáng khoang mũi một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng và không gây đau.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
36		Gạc rơ lưỡi y tế trẻ em TANAPHAR (Đã tiệt trùng)	Giúp vệ sinh sạch sẽ khoang miệng, lưỡi, nướu và răng, giúp phòng ngừa các bệnh về răng miệng như: tưa lưỡi, nấm miệng, hôi miệng, viêm nướu, sâu răng ... Thành phần: làm từ sợi nguyên chất, siêu mịn và mềm mại. Đóng gói: 01 sản phẩm/túi riêng, được tiệt trùng đảm bảo vệ sinh tuyệt đối.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
37		Gạc răng miệng vô trùng Oraltana	Giúp vệ sinh sạch sẽ khoang miệng, lưỡi, nướu và răng, giúp phòng ngừa các bệnh về răng miệng như: tưa lưỡi, nấm miệng, hôi miệng, viêm nướu, sâu răng ... Thành phần: làm từ sợi nguyên chất, siêu mịn và mềm mại. Đóng gói: 01 sản phẩm/túi riêng, được tiệt trùng đảm bảo vệ sinh tuyệt đối.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
38		Gạc răng miệng vô trùng- Ướt Oraltana	Giúp vệ sinh sạch sẽ khoang miệng, lưỡi, nướu và răng, giúp phòng ngừa các bệnh về răng miệng như: tưa lưỡi, nấm miệng, hôi miệng, viêm nướu, sâu răng ... Thành phần: làm từ sợi nguyên chất, siêu mịn và mềm mại. Đóng gói: 01 sản phẩm/túi riêng, được tiệt trùng đảm bảo vệ sinh tuyệt đối.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
39		Dụng cụ hút sữa TANAKO	Hỗ trợ các bà mẹ cho con bú khi trẻ không thể bú trực tiếp, nhờ khả năng hút và lưu trữ sữa mẹ. Sản phẩm đặc biệt hữu ích trong các trường hợp núm vú quá nhỏ, bị lõm, sưng đau; khi tắc tuyến sữa, lượng sữa quá nhiều; hoặc khi mẹ phải xa con, sữa không thể chảy ra do trẻ bú không hiệu quả.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
40		Khẩu trang y tế 3 lớp TANAPHAR (Đã tiệt trùng)	Giúp ngăn mùi, khói, bụi mịn và vi khuẩn xâm nhập, hỗ trợ phòng chống các bệnh lây qua đường hô hấp. Thành phần: ❖ Lớp vải lọc khí: Không thấm nước, thoáng khí, không gây dị ứng da. ❖ Thanh tựa mũi: Dễ định hình, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt. ❖ Dây đeo: Chắc chắn, độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. Được đóng gói 01 sản phẩm/túi riêng, được tiệt trùng đảm bảo vệ sinh tuyệt đối.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
41		Khẩu trang y tế 3 lớp TANAPHAR	Giúp ngăn mùi, khói, bụi mịn và vi khuẩn xâm nhập, hỗ trợ phòng chống các bệnh lây qua đường hô hấp. Thành phần: ❖ Lớp vải lọc khí: Không thấm nước, thoáng khí, không gây dị ứng da. ❖ Thanh tựa mũi: Dễ định hình, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt. ❖ Dây đeo: Chắc chắn, độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
42		Khẩu trang y tế 4 lớp TANAPHAR	Giúp ngăn mùi, khói, bụi mịn và vi khuẩn xâm nhập, hỗ trợ phòng chống các bệnh lây qua đường hô hấp. Thành phần: ❖ Lớp vải lọc khí: Không thấm nước, thoáng khí, không gây dị ứng da. ❖ Thanh tựa mũi: Dễ định hình, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt. ❖ Dây đeo: Chắc chắn, độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
43		Khẩu trang y tế than hoạt tính TANAPHAR (Đã tiệt trùng)	Giúp ngăn mùi, khói, bụi mịn và vi khuẩn xâm nhập, hỗ trợ phòng chống các bệnh lây qua đường hô hấp. Thành phần: ❖ Lớp vải lọc và vải ép 100% than hoạt tính nguyên chất chống thấm, thoáng khí, không gây dị ứng ❖ Thanh tựa mũi dễ định hình, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt. ❖ Dây đeo chắc chắn, độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. Được đóng gói 01 sản phẩm/túi riêng, được tiệt trùng đảm bảo vệ sinh tuyệt đối.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
44		Khẩu trang y tế than hoạt tính TANAPHAR	Giúp ngăn mùi, khói, bụi mịn và vi khuẩn xâm nhập, hỗ trợ phòng chống các bệnh lây qua đường hô hấp. Thành phần: ❖ Lớp vải lọc khí và lớp vải than hoạt tính (được ép 100% than hoạt tính nguyên chất) không thấm nước, thoáng khí, không gây dị ứng da. ❖ Thanh tựa mũi dễ định hình, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt. ❖ Dây đeo chắc chắn, độ co giãn tốt.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
45		Miếng dán hạ sốt COOLTANA	Giúp làm mát tự nhiên theo cơ chế hấp thụ và khuếch tán nhiệt từ cơ thể ra bên ngoài, hỗ trợ hạ nhiệt, giảm sốt, ngăn ngừa co giật, đồng thời làm dịu các triệu chứng như đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng hay say nắng. Thành phần: ❖ Aluminium glycinate. ❖ Menthol. ❖ Glycerin. ❖ Eucalyptol. ❖ Natri Polyacrylate. ❖ Nước. Mang lại hiệu quả làm mát liên tục đến 10 giờ, an toàn cho cả trẻ em và người lớn.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
46		Miếng dán hạ sốt COOLING SHEET APPLE	Giúp làm mát tự nhiên theo cơ chế hấp thụ và khuếch tán nhiệt từ cơ thể ra bên ngoài, hỗ trợ hạ nhiệt, giảm sốt, ngăn ngừa co giật, đồng thời làm dịu các triệu chứng như đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng hay say nắng. Thành phần: ❖ Aluminium glycinate. ❖ Menthol. ❖ Glycerin. ❖ Eucalyptol. ❖ Natri Polyacrylate. ❖ Nước. Mang lại hiệu quả làm mát liên tục đến 10 giờ, an toàn cho cả trẻ em và người lớn.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
47		Miếng dán hạ sốt DOCTORCOOL	Giúp làm mát tự nhiên theo cơ chế hấp thụ và khuếch tán nhiệt từ cơ thể ra bên ngoài, hỗ trợ hạ nhiệt, giảm sốt, ngăn ngừa co giật, đồng thời làm dịu các triệu chứng như đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng hay say nắng. Thành phần: ❖ Aluminium glycinate. ❖ Menthol. ❖ Glycerin. ❖ Eucalyptol. ❖ Natri Polyacrylate. ❖ Nước. Mang lại hiệu quả làm mát liên tục đến 10 giờ, an toàn cho cả trẻ em và người lớn.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
48		Miếng dán hạ sốt đổi màu COOLTANA	Giúp làm mát tự nhiên theo cơ chế hấp thụ và khuếch tán nhiệt từ cơ thể ra ngoài, hỗ trợ hạ nhiệt, giảm sốt, ngăn ngừa co giật, làm dịu các triệu chứng như đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng hay say nắng. Ứng dụng công nghệ đổi màu thông minh, vượt trội so với miếng dán hạ sốt thông thường, cho phép theo dõi nhiệt độ cơ thể dễ dàng và hiệu quả. Khi thân nhiệt đạt 38,5°C, miếng dán sẽ đổi màu từ tím sang hồng, giúp nhận biết tình trạng sốt mà không cần dùng nhiệt kế. Hiệu quả làm mát liên tục đến 10 giờ, an toàn cho cả trẻ em và người lớn. Sản phẩm hoàn toàn không chứa hoạt chất dược lý, đảm bảo an toàn khi sử dụng.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
49		Que đè lưỡi gỗ TANAPHAR (Đã tiệt trùng)	Dùng để khám miệng, lưỡi, họng. Sản phẩm đã tiệt trùng và chỉ dùng một lần, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trước sự lây nhiễm của các bệnh nguy hiểm qua đường miệng. Thành phần: Được chế từ gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, độ nhẵn cao an toàn trong sử dụng.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
50		Túi hậu môn nhân tạo SOFTOMY (Kích cỡ Φ 45, Φ 60)	Chứa chất thải cho người không có khả năng đi vệ sinh theo cách thông thường.	3 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
51		Nhiệt kế điện tử SAKURA	Dùng để đo nhiệt độ cơ thể tại miệng, nách hoặc hậu môn, cho kết quả nhanh và chính xác. Sản phẩm có màn hình LCD hiển thị rõ ràng, dễ theo dõi và được thiết kế chế độ tự động tắt sau 9–10 phút khi không sử dụng, giúp tiết kiệm pin và tăng độ bền.	Ko hạn	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
52		Nhiệt kế điện tử TANAKO	Dùng để đo nhiệt độ cơ thể tại miệng, nách hoặc hậu môn, cho kết quả nhanh và chính xác. Sản phẩm có màn hình LCD hiển thị rõ ràng, dễ theo dõi và được thiết kế chế độ tự động tắt sau 9–10 phút khi không sử dụng, giúp tiết kiệm pin và tăng độ bền.	Ko hạn	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
53		Bao cao su DURATANA	Sản phẩm giúp ngừa thai, đồng thời phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền qua đường tình dục. Được sản xuất từ cao su thiên nhiên theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016, mỗi bao cao su đều được kiểm tra bằng công nghệ tĩnh điện, đảm bảo an toàn và độ tin cậy tối ưu.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016
54		Kim tiêm các số TANAPHAR	Sản phẩm được dùng để tiêm, lấy thuốc và lấy máu. Kim tiêm được làm từ thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc nhọn, không gờ, giúp giảm đau khi sử dụng. Thân kim nhẵn, tròn đều, có độ cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất bên trong và được phủ silicone để tăng độ trơn, an toàn khi tiêm.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
55		Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml/cc TANAPHAR	Dùng để tiêm hoặc bơm dung dịch trong y tế. Thành phần: ❖ Xylanh, pít tông và gioăng: được sản xuất từ nhựa nguyên sinh, đảm bảo độ trong suốt, độ cứng và an toàn khi sử dụng. ❖ Kim tiêm: làm bằng thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất và được phủ silicone giúp tiêm dễ dàng, an toàn hơn.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
56		Bơm tiêm sử dụng một lần 3ml/cc TANAPHAR	Dùng để tiêm hoặc bơm dung dịch trong y tế. Thành phần: ❖ Xylanh, pít tông và gioăng: được sản xuất từ nhựa nguyên sinh, đảm bảo độ trong suốt, độ cứng và an toàn khi sử dụng. ❖ Kim tiêm: làm bằng thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất và được phủ silicone giúp tiêm dễ dàng, an toàn hơn.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
57		Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml/cc TANAPHAR	Dùng để tiêm hoặc bơm dung dịch trong y tế. Thành phần: ❖ Xylanh, pít tông và gioăng: được sản xuất từ nhựa nguyên sinh, đảm bảo độ trong suốt, độ cứng và an toàn khi sử dụng. ❖ Kim tiêm: làm bằng thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất và được phủ silicone giúp tiêm dễ dàng, an toàn hơn.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
58		Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml/cc TANAPHAR	Dùng để tiêm hoặc bơm dung dịch trong y tế. Thành phần: ❖ Xylanh, pít tông và gioăng: được sản xuất từ nhựa nguyên sinh, đảm bảo độ trong suốt, độ cứng và an toàn khi sử dụng. ❖ Kim tiêm: làm bằng thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất và được phủ silicone giúp tiêm dễ dàng, an toàn hơn.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn
59		Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml/cc TANAPHAR	Dùng để tiêm hoặc bơm dung dịch trong y tế. Thành phần: ❖ Xylanh, pít tông và gioăng: được sản xuất từ nhựa nguyên sinh, đảm bảo độ trong suốt, độ cứng và an toàn khi sử dụng. ❖ Kim tiêm: làm bằng thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất và được phủ silicone giúp tiêm dễ dàng, an toàn hơn.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn
60		Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml/cc TANAPHAR	Dùng để tiêm hoặc bơm dung dịch trong y tế. Thành phần: ❖ Xylanh, pít tông và gioăng: được sản xuất từ nhựa nguyên sinh, đảm bảo độ trong suốt, độ cứng và an toàn khi sử dụng. ❖ Kim tiêm: làm bằng thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất và được phủ silicone giúp tiêm dễ dàng, an toàn hơn.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng CE nhận đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
61		Bơm cho ăn sử dụng một lần 50ml/cc TANAPHAR	Sản phẩm hỗ trợ đưa sữa, thức ăn lỏng hoặc dung dịch dinh dưỡng vào cơ thể bệnh nhân, giúp chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh khó ăn uống trực tiếp. Thiết kế dùng một lần, đảm bảo vệ sinh, an toàn và tiện lợi. Xylanh, pít tông và gioăng được làm từ nhựa nguyên sinh, có độ trong suốt, độ cứng và độ an toàn cao khi sử dụng trong y tế.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
62		Bộ dây truyền dịch TANAPHAR/HANOMED	Dùng để truyền dịch trong y tế. Thành phần: ❖ Dây dẫn mềm, dẻo, dai, có độ đàn hồi cao, không bị gãy gập khi bảo quản và sử dụng. ❖ Kim truyền làm từ thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất, được phủ silicone giúp thao tác an toàn và êm ái hơn.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn
63		Bộ dây truyền dịch TANAPHAR/HANOMED Kèm bộ kim 1 cánh bướm số	Dùng để truyền dịch trong y tế. Thành phần: ❖ Dây dẫn mềm, dẻo, dai, có độ đàn hồi cao, không bị gãy gập khi bảo quản và sử dụng. ❖ Kim truyền làm từ thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất, được phủ silicone giúp thao tác an toàn và êm ái hơn. Đặc biệt, kim có “cánh bướm” giúp cố định chắc chắn trên da, hạn chế di chuyển trong quá trình truyền, mang lại sự thoải mái và an toàn cho bệnh nhân.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
64		Bộ dây truyền dịch TANAKO	Dùng để truyền dịch trong y tế. Thành phần: ❖ Dây dẫn mềm, dẻo, dai, có độ đàn hồi cao, không bị gãy gập khi bảo quản và sử dụng. ❖ Kim truyền làm từ thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất, được phủ silicone giúp thao tác an toàn và êm ái hơn. Đặc biệt, kim có “cánh bướm” giúp cố định chắc chắn trên da, hạn chế di chuyển trong quá trình truyền, mang lại sự thoải mái và an toàn cho bệnh nhân.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016
65		Bộ kim cánh bướm TANAKO	Dùng để tiêm, truyền dịch. Kim làm từ thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất, được phủ silicone giúp thao tác an toàn và êm ái hơn. Đặc biệt, kim có “cánh bướm” giúp cố định chắc chắn trên da, hạn chế di chuyển trong quá trình truyền, mang lại sự thoải mái và an toàn cho bệnh nhân.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016
66		Ống dây hút dịch (nhót) TANAPHAR	Giúp làm sạch dịch xuất tiết, khai thông đường hô hấp và tạo điều kiện thuận lợi cho sự lưu thông, trao đổi khí. Sản phẩm hỗ trợ lấy dịch xuất tiết phục vụ chẩn đoán, đồng thời phòng tránh nhiễm khuẩn do đờm dãi ứ đọng. Khi hút sâu (đường hô hấp dưới), ống còn có tác dụng kích thích phản xạ ho, giúp người bệnh tổng xuất dịch tiết hiệu quả hơn.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

STT	Ảnh sản phẩm	Tên sản phẩm	Công dụng & Thành phần	HSD	Chứng nhận
67		Kẹp rốn trẻ sơ sinh TANAPHAR (Đã tiệt trùng - Dùng một lần)	được sử dụng để kẹp cuống rốn sau khi cắt, giúp cố định và bảo vệ rốn trẻ sơ sinh an toàn. Sản phẩm có tác dụng ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn, bụi bẩn và các tác nhân gây hại từ bên ngoài, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng rốn – một trong những nguyên nhân dễ gây biến chứng nguy hiểm cho trẻ. Kẹp được sản xuất từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn y tế, bề mặt nhẵn mịn, không gây tổn thương da, đảm bảo độ bền, độ chắc chắn khi kẹp nhưng vẫn nhẹ nhàng, an toàn cho trẻ sơ sinh. Sản phẩm đã được tiệt trùng, sử dụng một lần, thuận tiện và đảm bảo vệ sinh tối đa trong chăm sóc trẻ nhỏ.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
68		Mỏ vịt nhựa khám phụ khoa TANAPHAR (Đã tiệt trùng - Dùng một lần)	Được sử dụng trong thăm khám phụ khoa, hỗ trợ bác sĩ quan sát và chẩn đoán tình trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ một cách thuận tiện và an toàn. Sản phẩm được làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, bề mặt nhẵn mịn, không gây tổn thương niêm mạc khi sử dụng. Mỏ vịt đã được tiệt trùng bằng khí EO, đảm bảo vô trùng tuyệt đối, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. Thiết kế dùng một lần giúp đảm bảo vệ sinh tối đa, tiện lợi cho cả bác sĩ và người bệnh.	5 năm	❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 2016 ❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm SP ❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng

(*) Lưu ý:

- Tất cả các sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của Công ty Cổ phần Tanaphar
- Quy cách và bao bì có thể thay đổi theo yêu cầu của Đối tác.



Hồ sơ năng lực.xlsx

Chi tiết báo giá của chúng tôi **TẠI ĐÂY:**

CAM KẾT TỪ NHÀ SẢN XUẤT

Với hơn 20 năm kinh nghiệm và hệ thống nhà máy đạt chuẩn quốc tế, Tanaphar cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng ổn định, nguồn hàng dồi dào và giá cạnh tranh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn y tế trong và ngoài nước.

Chúng tôi chủ động toàn bộ quy trình từ sản xuất, đóng gói đến kiểm soát chất lượng, đảm bảo tiến độ giao hàng nhanh chóng, đúng hẹn, giúp đối tác yên tâm triển khai kế hoạch kinh doanh.

Song song đó, Tanaphar sẵn sàng đồng hành cùng các đơn vị trong các hoạt động trưng bày, khuyến mãi và truyền thông nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, gia tăng trải nghiệm khách hàng tại điểm bán.

Liên hệ trực tiếp:

- Họ tên: Đào Thị Thùy Anh
- E: anhdao@tanaphar.com
- M: (+84) 968 174 279 (Available on Zalo/ WhatsApp/ WeChat/ Telegram/ Viber)
- W: <http://www.Tanaphar.com>
- F: <https://www.facebook.com/Tanapharjsc>